

# Movilidad y calidad son ahora «one». El nuevo Dermatoscopio HEINE DELTAone.



**30**  
YEARS  
1st DERMATOSCOPE



# Pequeño por fuera. Muy grande por dentro.

El nuevo Dermatoscopio HEINE DELTAone.

Imagen extremadamente nítida con el nuevo sistema óptico con lentes acromáticos de HEINE

Cambio rápido de examen de contacto a examen sin contacto

Cabe en el bolsillo de cualquier bata



Trabajo sin reflejos ni deslumbramientos gracias a la polarización

**LEDHQ**  
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Reproducción extremadamente fiel de los colores gracias a LEDHQ

Documentación digital con la app exclusiva HEINE DERM o con el HEINE Cube System\*

- **Imagen nítida**, tanto si prefiere trabajar de cerca como a mayor distancia
  - **Campo de visión de 21mm reales** (lente de 22 mm) Ø
  - **Luminosidad a elegir**: 3 intensidades de luz
  - **Fácil de limpiar con desinfectante en spray**
  - **10 aumentos**
  - **Sin contaminación cruzada**: disco de contacto autoclavable con marcaje de escala
  - **Compensación de dioptrías**
  - **Con sólo pulsar un botón se puede alternar entre luz polarizada y no polarizada** = función «Toggle».
- Más información en [heine.com/es/Toggle](http://heine.com/es/Toggle)

- **Batería con tecnología de iones de litio**: sin efecto memoria, no dude en cargar independientemente del nivel de carga
- **Disco de contacto pequeño** para partes de difícil acceso
- **3 posibilidades de documentación digital**:
  - Con la app exclusiva HEINE DERM para iPhone\*\* a partir de la versión 6: Bodymap, carpeta del paciente, función de correo electrónico y mucho más
  - Inalámbrico con el sistema HEINE Cube para hasta 10 médicos y dermatoscopios HEINE
  - Imágenes digitales convencionales con muchos smartphones populares

**DELTAone Standard Edition** (negro-plateado) con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche

**K-210.28.305**

**DELTAone White Edition** (blanco-plateado) con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche

**K-211.28.305**

· **Accesorios y otros artículos en [heine.com/es/DELTAone](http://heine.com/es/DELTAone)**

\*No disponible en todos los países

\*\*El Apple iPhone no forma parte del volumen de suministro. Apple, el logotipo de Apple, e iPhone son marcas de la empresa Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de la Apple Inc.